


## Instrukcja uruchamiania płyty - badanie RTG


„Kleszczowska Przychodnia Salus” Sp. z o.o.

Na komputerze z zainstalowanym systemem Windows wchodzimy w Mój Komputer



Klikamy dwa razy w ikonę mój komputer

Urządzenia i dyski



Klikamy dwa razy w ikonę stacja dysków DVD/ CD

Pojawi nam się zawartość płyty:

Nazwa	Data modyfikacji	Typ	Rożr
Pliki znajdujące się obecnie na dysku			
IMAGES	19.11.2024 12:41	Folder plików	
viewer-mac.app	19.11.2024 12:41	Folder plików	
weasis	19.11.2024 12:41	Folder plików	
_DS_Store	11.09.2018 14:53	Plik	
DICOMDIR	19.11.2024 12:27	Plik	
viewer-linux.sh	11.09.2018 14:52	Plik SH	
viewer-win32	11.09.2018 14:53	Aplikacja	
viewer-win32.l4j	11.09.2018 14:52	Ustawienia konfigur...	



Klikamy dwa razy w ikonę viewer – win 32 opisana jako aplikacja. Po chwili program uruchomi się w osobnym oknie wyświetlając obrazy diagnostyczne w formacie dicom

viewer-win32	11.09.2018 14:53	Aplikacja	53 KB
--------------	------------------	-----------	-------